



Haemoband Plus Multi-band Ligator (H1002)

Instrucciones de uso

Por Haemoband Surgical Ltd  0050
www.haemobandsurgical.com

USO PREVISTO e INDICACIONES DE USO

Haemoband Plus Multi-band Ligator es un instrumento desechable de clase IIa, sin látex y de un solo uso, utilizado para la ligadura de hemorroides internas de grado I, II y III mediante bandas en adultos (mayores de 18 años). Haemoband Plus es un producto sanitario limpio y no estéril diseñado para reducir el tiempo de intervención durante la ligadura con bandas y simplificar el procedimiento puesto que precisa menos personal.

Preparación

1. Retire el envase hermético no estéril de Haemoband Plus Multi-band Ligator.
2. Conecte un tubo flexible de una bomba de succión médica homologada, o un sistema de succión interno utilizando el conector universal situado en la parte inferior del mango del multiligador. Presión negativa para un uso óptimo: 600 mmHg.

Procedimiento

1. Introduzca Haemoband Plus a través de un proctoscopio o anoscopio.
2. Coloque la punta del multiligador sobre la hemorroide y apriete suavemente el gatillo hasta la línea marcada. Se aplicará la cantidad de succión necesaria para asegurar una cantidad adecuada de tejido.
3. Continúe apretando el gatillo hasta su posición final para aplicar la banda y, a continuación, suelte el gatillo para reducir la succión y liberar la hemorroide.
4. Cuando se suelta el gatillo, Haemoband Plus se recarga automáticamente con la siguiente banda y ya está lista para su uso inmediato en otra hemorroide del mismo paciente.
5. Tras su uso, deseche el producto como corresponda.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA: Durante el transporte y almacenamiento, los productos en tránsito o almacenados pueden sufrir daños ajenos al control del fabricante o proveedor.

ADVERTENCIA: Inspeccione siempre el producto antes de utilizarlo.

ADVERTENCIA: Trate el Haemoband Plus usado como material infeccioso con riesgo biológico. Elimine el producto en la unidad de eliminación correspondiente o de acuerdo con la normativa local.

PRECAUCIÓN: Para uso exclusivo por parte de personal cualificado.

PRECAUCIÓN: No utilice este producto para fines distintos del uso previsto.

PRECAUCIÓN: Si recibe el paquete abierto o dañado, no lo utilice. Inspeccione visualmente el producto; si detecta algún defecto anormal que pueda impedir su correcto funcionamiento, no lo utilice. Póngase en contacto con el proveedor o con Haemoband Surgical Ltd para la devolución.

PRECAUCIÓN: Haemoband Plus es un producto de un solo uso y debe desecharse después de su uso para evitar el riesgo de infección.

PRECAUCIÓN: Proteger de la luz UV

PRECAUCIÓN: Utilizar con precaución en pacientes que siguen tratamiento con anticoagulantes.

CONTRAINDICACIONES

Las bandas no contienen látex, pero no deben utilizarse para tratar hemorroides de grado IV, prolapsos continuos ni pólipos anales (en caso de infección perineal, pueden utilizarse una vez que la infección se haya resuelto).

PRECAUCIÓN

Uso de fármacos y medicamentos: El uso de fármacos como la aspirina y otros antiagregantes plaquetarios debe suspenderse 5-7 días antes de la intervención y reanudarse 5-7 días después. Esto se debe a que estos fármacos afectan a la disfunción plaquetaria, lo que puede aumentar el riesgo de hemorragia o sangrado perioperatorio.

Etapas de la hemorroide: No se debe utilizar el procedimiento de ligadura con bandas cuando no hay suficiente tejido para fijarlo en la boquilla del dispositivo, como en el caso de las hemorroides de grado IV. En los casos de hemorroides de grado IV, la intervención quirúrgica sería una forma de tratamiento más adecuada, como la hemorroidectomía estándar o la hemorroidectomía con grapas.

ACONTECIMIENTOS ADVERSOS

El procedimiento de ligadura con bandas puede causar efectos secundarios frecuentes como una ligera hemorragia y molestias leves; es normal a medida que la banda se desprende del cuerpo del paciente. Otros efectos, aunque infrecuentes, que se pueden presentar tras el procedimiento son: hemorragia o sangrado perioperatorio, dolor intenso debido a la colocación de las bandas por encima de la línea dentada y cerca del canal anal, infección en la zona anal o septicemia, reaparición de hemorroides, respuesta vasovagal y desplazamiento de la banda.

TRATAMIENTOS DE SEGUIMIENTO
















Si es necesario, se pueden considerar más tratamientos a intervalos de 4-6 semanas, como analgésicos o antibióticos con receta. Las tasas de éxito del procedimiento con bandas son elevadas, pero en algunos casos es necesario un nuevo procedimiento de este tipo si no se produjo ningún cambio en la afección.

CONSERVACIÓN

Los multiligadores se suministran en cajas de 10 unidades. Deben conservarse en estas cajas en condiciones limpias y a temperatura ambiente —se recomienda entre 5 °C y 30 °C. Los multiligadores deben utilizarse durante los 18 meses siguientes a su fabricación. La fecha de caducidad figura claramente impresa en cada envase.

AVISO

Notifique al fabricante y a la autoridad competente del país donde resida el usuario o paciente si se han producido incidentes graves en relación con el producto.

	Avisar al usuario de la posibilidad de un problema con el producto asociado a su uso o mal uso. Algunos de estos problemas son el mal funcionamiento del producto, una avería, daños en el producto o daños en otros bienes.		REF Número de catálogo		LOT Número de lote
	«ADVERTENCIA» Avisar al usuario de la posibilidad de una lesión, fallecimiento y otros acontecimientos adversos relacionados con el uso o el mal uso del producto		Límites de la temperatura		Fecha de caducidad
	Atención, consulte la documentación adjunta		Proteger de la lluvia		Sin látex
	Fecha de fabricación (aaa/mm)		No utilizar si el envase está dañado		No estéril
	Envase con materiales reciclables producto.		Proteger de la luz solar		No reutilizar

Haemoband Surgical Ltd.
The Mount Business Centre
2 Woodstock Link
Belfast, BT6 8DD
Irlanda del Norte (Reino Unido)
Tel.: +44 (0)28 90 737 283

