



HB-SleeveLUX-Proktoskop

Gebrauchsanweisung

Von Haemoband Surgical Ltd



www.haemobandsurgical.com

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG und ANWENDUNGSHINWEISE

Das HB-SleeveLUX-Proktoskop ist ein selbstleuchtendes Einweginstrument der Klasse I, das den Arzt bei der Behandlung und/oder Diagnose von Erkrankungen des Analkanals und des unteren Rektums, wie Hämorrhoiden des 1., 2. und 3. Grades, unterstützt.

Das HB-SleeveLUX-Proktoskop ist ein sauberes, unsteriles Gerät in einer versiegelten Verpackung und ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Nach dem Gebrauch ist das Gerät in geeigneter Weise gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

Vorbereitung für den Einsatz

1. Wählen Sie den geeigneten Durchmesser des HB-SleeveLUX-Proktoskops, um die Behandlung oder Diagnose angemessen durchführen zu können.
2. Nehmen Sie das HB-SleeveLUX-Proktoskop aus der Verpackung und überprüfen Sie es vor dem Gebrauch auf sichtbare Schäden.
3. Verbinden Sie das Hauptkörperrohr mit dem Griff anhand der Ausrichtungsrillen (negativ/positiv) an beiden Teilen.
4. Stellen Sie sicher, dass die Hülse über dem Trokar sitzt und tragen Sie ein geeignetes Gleitmittel auf den Trokar auf.

Verfahren

1. Führen Sie den geschmierten Trokar und die Hülse langsam und schrittweise in den Anus ein.
2. Entfernen Sie den Trokar, wobei die Hülse im Anus verbleibt.
3. Setzen Sie den Hauptkörper ein, indem Sie das Verriegelungssystem an Hauptkörper und Hülse ausrichten. Schalten Sie dann das LED-Modul ein.
4. Das HB-SleeveLUX-Proktoskop kann sich nun frei in der Hülse bewegen, ohne dass es für den Patienten unangenehm ist und ohne dass es mehrfach eingeführt werden muss.
5. Nach dem Eingriff wird das gesamte Gerät aus dem Anus entfernt.
6. Nach dem Herausziehen aus dem Anus können Sie das LED-Modul leicht vom Griff lösen und es ordnungsgemäß entsorgen.
7. Das verbleibende Gerät ist in geeigneter Weise zu entsorgen.

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

WARNUNG: Während des Transports oder der Lagerung können die Geräte Schäden erleiden, auf die der Hersteller oder Lieferant keinen Einfluss hat.

WARNUNG: Überprüfen Sie jedes Gerät vor dem Gebrauch.

WARNUNG: Behandeln Sie gebrauchte HB-SleeveLUX-Proktoskope als biogefährdendes, infektiöses Material. Sie sind in einer geeigneten Entsorgungsanlage bzw. in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

VORSICHT: Darf nur von geschultem Personal verwendet werden.

VORSICHT: Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

VORSICHT: Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie die Verpackung geöffnet oder beschädigt erhalten haben. Führen Sie eine Sichtprüfung des Geräts durch und verwenden Sie es nicht, wenn Sie einen anormalen Defekt feststellen, der die ordnungsgemäße Funktion verhindert. Wenden Sie sich für die Rückgabe an den Lieferanten oder an Haemoband Surgical Ltd.

VORSICHT: Das HB-SleeveLUX-Proktoskop ist ein Einweggerät und muss nach Gebrauch entsorgt werden, um eine Infektion zu vermeiden.

VORSICHT: Vor UV-Licht schützen.

VORSICHT: Bei der Behandlung von Patienten, die Antikoagulanzen einnehmen, ist Vorsicht geboten.

LAGERUNG: In den Originalkartons unter sauberen Bedingungen und bei Raumtemperaturen (empfohlen zwischen 5 °C und 30 °C) aufbewahren.

	Weist den Benutzer auf ein mögliches Problem mit dem Gerät im Zusammenhang mit dessen Verwendung oder unsachgemäßer Verwendung hin. Zu diesen Problemen gehören Fehlfunktionen des Geräts, Geräteausfälle, Schäden am Gerät oder Schäden an anderen Gegenständen.	REF	Katalognummer	LOT	Chargennummer
	„WARNUNG“: Weist den Benutzer auf die Gefahr von Verletzungen, Tod oder anderen schwerwiegenden unerwünschten Reaktionen im Zusammenhang mit der Verwendung oder unsachgemäßen Verwendung des Geräts hin.		Temperaturbegrenzung		Verfallsdatum
	Vorsicht, konsultieren Sie die dazugehörigen Dokumente.		Vor Regen schützen	LATEX	Latexfrei
	Datum der Herstellung (JJJJ/MM)		Bei Verpackungsschäden nicht verwenden		Unsteril
	Wiederverwertbare Verpackungsmaterialien		Vor Sonnenlicht schützen		Nicht wiederverwenden



Haemoband Surgical Ltd.
 The Mount Business Centre
 2 Woodstock Link
 Belfast, BT6 8DD
 Nordirland (GB)
 Tel.: +44 (0)28 90 737 283



