



Proctoscope HB-SleeveLUX

Mode d'emploi

Par Haemoband Surgical Ltd



www.haemobandsurgical.com

UTILISATION PRÉVUE et MODE D'EMPLOI

Le proctoscope HB-SleeveLUX est un instrument jetable auto-éclairant de classe I utilisé pour aider les cliniciens à traiter et/ou diagnostiquer les affections du canal anal et de l'extrémité inférieure du rectum telles que les hémorroïdes de grade 1, 2 et 3.

Le proctoscope HB-SleeveLUX est un dispositif propre et non stérile fourni dans un emballage scellé et conçu pour un usage unique. Après chaque usage, le dispositif doit être mis au rebut d'une façon adéquate, dans le respect des réglementations locales en vigueur.

Préparation à l'utilisation

1. Choisissez le bon diamètre du proctoscope HB-SleeveLUX pour assurer un traitement ou un diagnostic adéquat.
2. Sortez le proctoscope HB-SleeveLUX de son emballage et vérifiez visuellement qu'il n'est pas endommagé avant toute utilisation.
3. Raccordez le tube principal à la poignée, en suivant les rainures d'alignement (négatif/positif) sur les deux parties.
4. Assurez-vous que le manchon recouvre le trocart et appliquez sur ce dernier un lubrifiant approprié.

Procédure

1. Insérez doucement et progressivement le trocart lubrifié et le manchon dans l'anus.
2. Retirez le trocart en laissant le manchon dans l'anus.
3. Introduisez le corps principal en alignant le système de verrouillage sur le corps principal et le manchon. Allumez ensuite le module LED.
4. Le proctoscope HB-SleeveLUX peut alors se déplacer librement à l'intérieur du manchon sans gêner le patient et sans devoir procéder à de multiples introductions.
5. Une fois la procédure achevée, retirez l'ensemble du dispositif de l'anus.
6. Après l'avoir retiré de l'anus, déclipsez facilement le module LED de la poignée et mettez-le au rebut correctement.
7. Les autres composantes du dispositif doivent être mises au rebut de la manière appropriée.

AVERTISSEMENT ET PRÉCAUTIONS

AVERTISSEMENT : les dispositifs en cours de transport ou de stockage peuvent subir des dommages échappant au contrôle du fabricant ou du fournisseur.

AVERTISSEMENT : inspectez chaque dispositif avant de vous en servir.

AVERTISSEMENT : traitez les proctoscopes HB-SleeveLUX usagés comme du matériel infectieux présentant un risque biologique. Mettez-les au rebut dans une unité d'élimination appropriée et/ou conformément aux réglementations en vigueur.

MISE EN GARDE : à utiliser uniquement par du personnel qualifié.

MISE EN GARDE : ce dispositif ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.













MISE EN GARDE : si l'emballage reçu est ouvert ou endommagé, il ne faut pas utiliser le dispositif. Inspectez visuellement le dispositif. Si vous détectez un défaut anormal susceptible d'empêcher le bon fonctionnement du dispositif, ne l'utilisez pas. Veuillez contacter le fournisseur ou Haemoband Surgical Ltd pour retourner le dispositif.

MISE EN GARDE : le proctoscope HB-SleeveLUX est un dispositif à usage unique et doit être mis au rebut après utilisation pour éviter tout risque d'infection.

MISE EN GARDE : à protéger contre les rayons ultraviolets.

MISE EN GARDE : à utiliser avec précaution en cas de traitement de patients sous anticoagulants.

STOCKAGE : à conserver dans les boîtes d'origine, dans un endroit propre et à température ambiante (température recommandée : entre 5 °C et 30 °C).

	Préviens l'utilisateur d'un éventuel problème lié à l'utilisation ou à une mauvaise manipulation du dispositif. Parmi ces problèmes, citons un dysfonctionnement, une défaillance ou un endommagement du dispositif ou d'autres biens.	REF	Numéro de référence	LOT	Code de lot
	« AVERTISSEMENT » Préviens l'utilisateur en cas de risque de blessures, de décès ou d'autres effets secondaires graves liés à l'utilisation ou à la mauvaise manipulation du dispositif.		Limite de température		Date limite d'utilisation
	Mise en garde, voir les documents annexes.		Garder à l'abri de la pluie	LATEX	Sans latex
	Date de fabrication (aaaa/mm)		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé		Non stérile
	Matériaux d'emballage recyclables		Protéger de la lumière du soleil		Ne pas réutiliser



Haemoband Surgical Ltd.
The Mount Business Centre
2 Woodstock Link
Belfast, BT6 8DD
Irlande du Nord (R-U)
Tél. : +44 (0)28 90 737 283



