



Proctoscopio HB-SleeveLUX

Istruzioni per l'uso

Di Haemoband Surgical Ltd

www.haemobandsurgical.com



USO PREVISTO e INDICAZIONI PER L'USO

Il proctoscopio HB-SleeveLUX è uno strumento monouso autoilluminante di Classe I utilizzato dai medici quale ausilio nel trattamento e/o nella diagnosi di patologie del canale anale e del retto inferiore, come ad esempio le emorroidi di 1°, 2° e 3° grado. Il proctoscopio HB-SleeveLUX è un dispositivo pulito e non sterile, viene fornito in una confezione sigillata, ed è indicato per un solo utilizzo. Dopo l'uso, il dispositivo deve essere smaltito in modo adeguato secondo le normative locali.

Preparazione per l'uso

1. Selezionare il diametro appropriato del proctoscopio HB-SleeveLUX per eseguire in modo adeguato il trattamento o la diagnosi.
2. Estrarre il proctoscopio HB-SleeveLUX dalla confezione e ispezionarlo prima dell'uso alla ricerca di eventuali danni visibili.
3. Collegare il tubo del corpo principale all'impugnatura, utilizzando le scanalature di allineamento (negative/positive) su entrambe le componenti.
4. Assicurarsi che il manicotto sia sopra il trocar e applicare un lubrificante adatto al trocar.

Procedura

1. Introdurre lentamente e gradualmente nell'ano il trocar e il manicotto lubrificati.
2. Rimuovere il trocar lasciando il manicotto nell'ano.
3. Inserire il corpo principale allineando il sistema di bloccaggio sul corpo principale e sul manicotto. Quindi, accendere il modulo LED.
4. Ora, il proctoscopio HB-SleeveLUX può muoversi liberamente all'interno del manicotto, senza causare disagio al paziente e senza dover essere introdotto più volte.
5. Una volta eseguita la procedura, rimuovere dall'ano l'intero dispositivo.
6. Una volta rimosso dall'ano, il modulo LED può essere sganciato facilmente dall'impugnatura e deve essere smaltito correttamente.
7. Smaltire la parte restante del dispositivo nel modo appropriato.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

AVVERTENZA: i dispositivi in transito o già immagazzinati possono subire danni che esulano dal controllo del fabbricante o del fornitore.

AVVERTENZA: ispezionare ogni dispositivo prima dell'uso.

AVVERTENZA: trattare i proctoscopi HB-SleeveLUX usati come materiale infettivo, a rischio biologico. Smaltire in un'unità di smaltimento adeguata e/o in conformità con le normative locali.

ATTENZIONE: da utilizzare solo da parte di personale addestrato.

ATTENZIONE: non utilizzare questo dispositivo per scopi diversi dall'uso previsto.
















ATTENZIONE: se la confezione viene ricevuta aperta o danneggiata, non utilizzare il dispositivo. Ispezionare visivamente il dispositivo e non utilizzarlo se si rileva un difetto anomalo tale da impedirne il corretto funzionamento. In tal caso, contattare il fornitore o Haemoband Surgical Ltd per il reso.

ATTENZIONE: il proctoscopio HB-SleeveLUX è un dispositivo monouso e deve essere smaltito dopo l'uso per prevenire il rischio di infezione.

ATTENZIONE: proteggere dai raggi UV

ATTENZIONE: usare con cautela durante il trattamento di pazienti che assumono anticoagulanti.

CONSERVAZIONE: conservare nelle confezioni originali in ambiente pulito, alla temperatura ambiente raccomandata compresa tra 5 °C e 30 °C.

	Avvisa l'utilizzatore della possibilità di problemi con il dispositivo, associati all'uso o all'uso improprio del dispositivo stesso. Tali problemi includono malfunzionamento del dispositivo, guasto del dispositivo, danni del dispositivo, o danni ad altre proprietà.		Numero di catalogo		Codice del lotto
	"AVVERTENZA". Avvisa l'utilizzatore della possibilità di lesioni, morte o altre reazioni avverse gravi associate all'uso o all'uso improprio del dispositivo.		Limite di temperatura		Data di scadenza
	Attenzione, consultare i documenti di accompagnamento		Mantenere asciutto		Non fabbricato con lattice di gomma naturale
	Data di fabbricazione (aaaa/mm)		Non utilizzare se l'imballaggio non è integro		Non sterile
	Materiali dell'imballaggio		Tenere lontano dalla luce		Non riutilizzare



Haemoband Surgical Ltd.
The Mount Business Centre
2 Woodstock Link
Belfast, BT6 8DD
Irlanda del Nord (Regno Unito)
Telefono: +44 (0)28 90 737 283



