

# Hemorroides

## Ligador multibanda

### Haemoband-PLUS

Tecnología de recarga automática

Un solo uso

Dispositivo n.º H1002

De:  
**Haemoband**  
SURGICAL

**El diseño innovador incluye:**

**BANDAS MOLDEADAS VERDES** – Se han desarrollado a partir de nuestro exclusivo material compuesto diseñado específicamente para garantizar un rendimiento constante, así como una vida útil prolongada. Las bandas moldeadas individualmente se enrollan con mayor facilidad, eliminando la torsión y garantizando una liberación más fiable y un ajuste seguro en el tejido.

**BOQUILLA DE ASPIRACIÓN TRANSPARENTE** – La claridad de la punta transparente maximiza la visibilidad durante todo el procedimiento, colocada en la punta de una delgada sonda de inserción de 120 mm.

**PRECARGADO CON 4 BANDAS** – El dispositivo está limpio y listo para su uso inmediatamente desde el embalaje, sin necesidad de cargar bandas nuevas. Recarga automáticamente 3 bandas adicionales para la ligadura de hasta tres hemorroides, con la cuarta banda a modo de repuesto.

**MANGO MULTIACCIÓN** – El innovador mango controla la aspiración, dispara y recarga las bandas. Una nueva línea escalonada guía al usuario en cada fase de la aplicación.





## Tratamiento de referencia

Existe una amplia gama de opciones disponibles para el tratamiento de las hemorroides; dependiendo de la gravedad de la afección, estas van desde un simple consejo dietético hasta una intervención quirúrgica agresiva. Obviamente, los pacientes prefieren los procedimientos ambulatorios mínimamente invasivos.

La ligadura con banda elástica con el uso del dispositivo Haemoband-PLUS es muy valorada tanto por los pacientes como por los médicos como un tratamiento eficaz y seguro para las hemorroides sintomáticas de primer a tercer grado.

El procedimiento puede realizarse de forma ambulatoria y ha demostrado ser sencillo, fácil y económico.

# Beneficios clave:

## Clínicamente eficaz

Haemoband-PLUS es clínicamente muy eficaz. Gracias a su mango multiacción, solo se necesita una mano para controlar la aspiración, la liberación y la recarga de las bandas, con lo que se libera la otra mano para poder sujetar el proctoscopio y permite al usuario trabajar solo. El diseño de Haemoband-PLUS también permite aplicaciones mucho más precisas, reduciendo la necesidad de procedimientos adicionales.

## Más fácil y rápido

La pistola está precargada, ya limpia y puede utilizarse con una sola mano. El tiempo necesario para un procedimiento típico de ligadura se reduce de 20 minutos a entre 2 y 4 minutos para la ligadura de hasta 3 hemorroides. Esto no solo mejora considerablemente la comodidad del paciente, sino que su desechabilidad elimina el riesgo de contaminación cruzada.

## Listo para usar

La pistola Haemoband-PLUS está lista para su uso directamente desde la bolsa hermética y limpia. Sin piezas adicionales, el único equipo extra que precisa es un proctoscopio y una aspiración hospitalaria estándar.

## Rentable

El Haemoband-PLUS es uno de los multiligadores más rentables que existen. Se trata de un dispositivo de un solo uso y, por lo tanto, elimina los costes adicionales asociados a los dispositivos multiuso.

# Modo de uso:



## Paso 1:

Fije la aspiración con el aplicador universal situado en la parte inferior del mango.



## Paso 2:

Presione el gatillo hasta la primera línea marcada para inducir la aspiración, lo que atraerá el tejido deseado hacia la boquilla.



## Paso 3:

Cuando el tejido esté asegurado, presione el gatillo hasta su posición final, lo que liberará la banda sobre la hemorroide deseada.



## Paso 4:

*¡Suelta!* Cuando el gatillo se haya soltado por completo, se recargará automáticamente una nueva banda y estará lista para la siguiente aplicación.



**Haemoband Surgical Ltd.**  
The Mount Conference Centre  
2 Woodstock Link  
Belfast  
BT6 8DD  
Irlanda del Norte, Reino Unido.

**Tel.:** +44 (0)28 90737283  
**Correo electrónico:** [info@haemobandsurgical.com](mailto:info@haemobandsurgical.com)