



Trattamento Gold Standard

È disponibile una vasta gamma di opzioni per il trattamento delle emorroidi che varia a seconda della gravità della condizione e vanno dal semplice consiglio dietetico all'intervento chirurgico. Le procedure ambulatoriali minimamente invasive sono le più consigliate e le preferite dai pazienti.

La legatura elastica con il dispositivo Haemoband-PLUS è molto apprezzata sia dai pazienti sia dai medici, come trattamento efficace e sicuro per le emorroidi sintomatiche di 1°, 2° e 3° grado. La procedura può essere eseguita in regime ambulatoriale e si è dimostrata semplice, facile ed economica.



Haemoband Surgical Ltd.
The Mount Conference Centre
2 Woodstock Link
Belfast
BT6 8DD
Irlanda del Nord, Regno Unito.

Tel: +44 (0)28 90737283
Email: info@haemobandsurgical.com

Distribuito in Italia da:
TAU MEDICA SRL
Via W. Minestrini, 35 05100 – Terni

Tel: +39 (0)744 420147
Fax: +39 (0)744 404231
Email: info@taumedica.com
www.taumedica.com

2bcreative 028 9266 9888

Legatore Emorroidale

Haemoband-PLUS

Tecnologia di Ricarica Automatica dell'elastico
Dispositivo Monouso

REF Prodotto: HI002



Un design innovativo:

BANDE ELASTICHE VERDI – Le bande precaricate sono state sviluppate con un materiale composito da noi appositamente studiato per garantire prestazioni costanti e una conservazione prolungata. Le singole bande si staccano più facilmente, eliminando il rischio di torsione e garantendo un rilascio più affidabile e un adattamento sicuro al tessuto.

UGELLO DI ASPIRAZIONE TRASPARENTE – La trasparenza della punta massimizza la visibilità durante tutta la procedura; all'estremità è posizionata una sottile sonda di inserimento da 120 mm.

PRE-CARICATO CON 4 BANDE – Il dispositivo è pulito e pronto all'uso una volta rimosso dalla confezione, senza la necessità di caricare manualmente le bande. Il dispositivo ricarica automaticamente altre 3 bande per la legatura di un massimo di tre emorroidi, con una quarta banda di riserva.

IMPUGNATURA MULTI-AZIONE – L'innovativa impugnatura controlla l'aspirazione, spara e ricarica le bande elastiche. Una nuova linea a gradini guida l'utente attraverso ogni fase dell'applicazione.



Principali vantaggi:

Clinicamente efficiente

Haemoband-PLUS ha un'elevata efficacia clinica. La sua impugnatura multi-azione permette di controllare l'aspirazione, il rilascio e la ricarica delle bande con una sola mano, permettendo all'utente di tenere il proctoscopio con l'altra mano e potere lavorare in modo autonomo. Il design di Haemoband-PLUS consente applicazioni molto precise, riducendo la necessità di ulteriori procedure di re-do.

Pratico & Veloce

La pistola è precaricata, già pulita e può essere utilizzata con una sola mano. Il tempo necessario per una tipica procedura di legatura si reduce da 20 minuti a 2-4 minuti per il bendaggio di un massimo di 3 emorroidi. Ciò migliora il comfort del paziente, e le sue caratteristiche di essere monouso e mono paziente annullano il rischio di contaminazione incrociata.

Pronto all'uso

La pistola Haemoband-PLUS è pronta all'uso una volta estratta dal blister ermetico. Non ci sono parti aggiuntive e l'unica attrezzatura extra di cui si necessita è un proctoscopio e di una fonte di aspirazione ospedaliera standard.

Conveniente

Haemoband-PLUS è uno dei multi legatori più convenienti disponibili. È un dispositivo monouso e quindi elimina i costi aggiuntivi associati ai dispositivi multiuso.

Come si utilizza:



Step 1:

Connettere il tubo di aspirazione utilizzando il connettore universale nella parte inferiore dell'impugnatura.



Step 2:

Premere il grilletto fino alla prima linea contrassegnata per indurre l'aspirazione: questo attirerà il tessuto nell'ugello.



Step 3:

Quando il tessuto è stato aspirato, premere il grilletto fino a fine corsa: l'emorroide sarà legata.



Step 4:

Rilasciare il grilletto! Quando il grilletto è completamente rilasciato, una nuova banda verrà automaticamente ricaricata e pronta per la successiva applicazione.