



Tratamento Padrão Ouro

Existe uma vasta gama de opções disponíveis no tratamento das hemorroidas; dependendo da gravidade da condição, eles vão desde um simples aconselhamento alimentar até uma intervenção cirúrgica mais agressiva. Por ser minimamente invasivo, o procedimento ambulatorial é preferido pelos pacientes.

O uso do dispositivo para ligadura elástica Haemoband-PLUS é altamente considerado por pacientes e médicos como um tratamento eficiente e seguro para hemorroidas sintomáticas de 1º a 3º grau.

O procedimento pode ser realizado em ambiente ambulatorial e provou ser rápido, fácil e econômico.

2bcreative 028 9266 9888



Haemoband Surgical Ltd.
The Mount Conference Centre
2 Woodstock Link
Belfast
BT6 8DD
Irlanda del Nord, Regno Unito.

Tel: +44 (0)28 90737283
Email: info@haemobandsurgical.com

Ligadura Elástica para Hemorróida

Haemoband-PLUS

Tecnologia de Recarregamento Automático

Uso único

REF Produto: HI002



Este design inovador inclui:

BANDAS VERDES MOLDADAS – Elas foram desenvolvidas a partir de nosso material composto exclusivo, especificamente projetado para garantir um desempenho consistente, bem como uma vida útil prolongada. As bandas moldadas se deslocam mais facilmente, eliminando qualquer torção e garantindo uma liberação mais suave e um ajuste seguro e preciso no tecido.

BOCAL DE SUÇÃO TRANSPARENTE – A clareza da ponta transparente melhora a visibilidade durante todo o procedimento, posicionada na ponta de uma sonda de inserção fina de 120 mm.

PRÉ-CARREGADO COM 4 BANDAS – O aparelho sai limpo e pronto para uso imediatamente a partir da embalagem, sem a necessidade de carregar novas bandas. O dispositivo recarrega automaticamente 3 bandas adicionais para ligadura de até 3 hemorroidas, com a quarta banda como reserva.

GATILHO MULTI-AÇÃO – O gatilho inovador controla a sucção, dispara e recarrega as bandas. Uma nova linha escalonada orienta o usuário em cada estágio da aplicação.



Principais benefícios:

Clinicamente Eficiente

Haemoband-PLUS é clinicamente muito eficiente. Seu gatilho de ação múltipla requer apenas uma mão para controlar a sucção, liberar e recarregar as bandas. Isso permite que a outra mão do médico segure o proctoscópio. O design do Haemoband-PLUS permite aplicações muito mais precisas, reduzindo a necessidade de procedimentos adicionais.

Simple e Rápido

O dispositivo vem pré-carregado com 4 bandas já limpas e pode ser usado com apenas uma mão. O tempo necessário para um procedimento de ligadura típico é reduzido de 20 minutos para entre 2 e 4 minutos para a bandagem de até 3 hemorroidas. Isso não apenas melhora consideravelmente o conforto do paciente, mas, por ser descartável, anula o risco de contaminação cruzada.

Pronto para Usar

O dispositivo Haemoband-PLUS está pronto para uso direto da embalagem. Não há peças adicionais e o único equipamento extra de que você precisa é um proctoscópio e sucção hospitalar padrão.

Custo-Benefício

O Haemoband-PLUS é um dos dispositivos de ligadura elástica mais econômicos disponíveis. É um dispositivo de uso único e, portanto, elimina os custos adicionais associados aos dispositivos esterilizáveis.

Como Usar:



Passo 1:

Conecte o tubo de sucção à conexão universal na parte inferior do cabo.



Passo 2:

Pressione o gatilho na primeira linha marcada para induzir a sucção. Isso atrairá o tecido desejado para o bocal.



Passo 3:

Quando o tecido estiver preso, pressione o gatilho até sua posição final. Isso liberará a banda na hemorróida desejada.



Passo 4:

Solte! Quando o gatilho for totalmente liberado, uma nova banda será recarregada automaticamente e estará pronta para a próxima aplicação.