

# Proctoscope HB-SleeveLUX

Design breveté  
auto-éclairant  
jetable

De:  
**Haemoband**  
SURGICAL

Le **Proctoscope HB-SleeveLUX** est un dispositif à usage unique, auto-éclairant et entièrement jetable, utilisé pour le diagnostic et le traitement des affections du canal anal et de l'extrémité inférieure du rectum.

Avec son design unique et breveté **verrouillable à manchon confortable**, le proctoscope améliore le confort du patient et rend son utilisation plus simple et plus pratique.





## Prêt à l'emploi

Doté d'une lampe à LED haute intensité entièrement intégrée et alimentée par batterie, le proctoscope HB-SleeveLUX est prêt à l'emploi dès sa sortie de l'emballage. Lorsque la procédure est terminée, le module LED se détache facilement du corps principal du dispositif, ce qui permet de le mettre au rebut facilement et en toute sécurité, conformément à la plupart des réglementations locales.

## Priorité au patient

Le manchon confortable unique du proctoscope HB-SleeveLUX est tout d'abord introduit à l'aide du trocart. Le tube du proctoscope est ensuite inséré dans le manchon à l'aide de la poignée et de la lampe intégrée qui assure un éclairage optimal. Grâce au manchon protecteur, il est possible de poursuivre l'insertion du proctoscope, de le tourner librement ou de le retirer complètement sans causer d'inconfort au patient. Cette technologie brevetée, alliant pour la première fois un manchon confortable et un proctoscope, permet le retrait partiel ou complet du proctoscope, sans aucune gêne pour le patient.

## Rapide et efficace

Grâce au manchon confortable innovant, le praticien a la possibilité d'orienter le proctoscope comme il le souhaite. La procédure n'en est que plus confortable pour le patient et plus aisée pour le praticien.

## Spécialement conçu

Le tube du proctoscope HB-SleeveLUX est délibérément conçu avec un plus grand diamètre pour faciliter les procédures telles que la ligature hémorroïdaire ou la réalisation d'une biopsie. Le diamètre accru du tube n'a aucun impact négatif sur le patient grâce à son manchon confortable.

## Comment fonctionnent le mécanisme de verrouillage et le manchon confortable ?

En concevant le proctoscope HB-SleeveLUX, notre principal objectif était d'améliorer le confort des patients tout en créant un instrument de nouvelle génération plus facile à utiliser pour les praticiens.

**La technologie de verrouillage à manchon confortable** du proctoscope HB-SleeveLUX satisfait cet objectif.

Le manchon confortable (inséré à l'aide du trocart) sert à protéger efficacement les tissus sensibles situés sous la ligne dentée. On peut ainsi insérer le proctoscope HB-SleeveLUX plusieurs fois et le tourner à 360° tout en évitant de gêner le patient. Le manchon confortable sert également de barrière et de point de départ pour la ligature hémorroïdaire ou d'autres procédures.

Notre technologie de verrouillage innovante et brevetée empêche tout retrait accidentel du proctoscope en cours d'utilisation, éliminant ainsi tout inconfort inutile pour le patient. Ce mécanisme fonctionne en alignant correctement le tube principal du proctoscope avec le manchon confortable inséré. Une fois que le proctoscope est inséré et bien aligné, il est libre de se déplacer radialement, mais son retrait est empêché par trois butées intégrées surélevées.

## Spécifications :

	Code	Longueur du corps	Diamètre intérieur	Lampe LED intégrée
HB-SLEEVELUX 24	P2001	81 mm	24 mm	Oui
HB-SLEEVELUX 16	P2002	66 mm	16 mm	Oui



**Haemoband Surgical Ltd.**  
The Mount Conference Centre  
2 Woodstock Link  
Belfast  
BT6 8DD  
Irlande du Nord, Royaume-Uni

**Tél.** : +44 (0) 28 90737283  
**E-mail** : [info@haemobandsurgical.com](mailto:info@haemobandsurgical.com)